



专注服务于微生物及环境检测

微生物及环境检测仪器 解决方案



DW-H系列微生物限度仪



路美新创公众号二维码



路美新创抖音二维码

路美新创（苏州生物科技有限公司）
Lumeley(Suzhou)Biotechnology Co.,Ltd.
电话：0512-83578169 网址：www.Lumeley.com
地址：苏州市吴中区海藏西路2018号合金产业园17栋4楼

DW-H系列型微生物限度仪

产品简介

DW-H系列型微生物限度仪是依据药典相关规定设计制造的微生物检测检查专用设备，以负压抽滤的方式达到微生物截留的目的，该产品使用高性能隔膜液泵，直接排液，无需抽滤瓶；用户可根据实验需求，随意使用，既能降低成本，也可方便快捷地达到实验目的；通过不同滤头配合专用的滤杯或检测培养器，形成完整的薄膜过滤装置。

检测时将供试液通过薄膜过滤，将试液内的微生物截留在滤膜上，经培养形成肉眼可见的菌落并进行计数，以检测供试品内的含菌量。此类产品适用于医疗，生物，药品、食品，化妆品，化工等行业对产品或纯化水的微生物检测，同时也可对实验室中相关产品进行除菌、除微粒等操作。



5 寸彩色触屏



内置3个隔膜泵



SUS304材质



抽滤速度稳定



快捷程序菜单

功能介绍

- 内置三个微型高性能进口隔膜液泵，噪音低，无需抽滤瓶，直接排液，使用更方便；
- 触摸屏人机界面，运行状况一目了然，操作简单直观；
- 日期、时间在操作界面实时显示，方便观察；
- 可选配两种泵头同时使用，选择空间更大，性价比更高；
- 三个泵头可同时启停，也可独立控制，工作效率高；
- 选用反复使用滤杯时，滤杯螺纹式拆装，方便、快捷；
- 选用一次性滤杯时，泵头螺纹式拆装，可选用蒸汽灭菌；
- 选用一次性滤杯时，泵头可用火焰枪头快速灭菌，方便连续实验操作；
- 不锈钢外壳经镜面抛光、电解等特殊方式处理，表面光洁平整，便于清洁消毒；
- 设备具有互锁功能，设备运行过程中，除停止按钮外，其他功能键被锁定，防止用户误操作导致实验失败。

技术指标

主要参数	DW-H305型	DW-H303型
检验方法	薄膜过滤	薄膜过滤
抽滤方式	隔膜液泵负压抽滤	隔膜液泵负压抽滤
控制方式	触摸屏控制	触摸屏控制
排液方式	直排	直排
过滤头数量	3个	3个
内置隔膜泵数量	3个	3个
过滤头可选择类型	一次性/反复使用	一次性/反复使用
适用滤膜尺寸（一次性滤杯）	Φ47mm	Φ47mm
适用滤膜尺寸（反复使用滤杯）	Φ50mm	Φ50mm
抽滤速度（空载）	1500mL/min	1500mL/min
抽滤速度（满载）	600mL/min	600mL/min
管路消毒功能	有	无
运行延时功能	有	无
工作类型	连续工作	连续工作
电源	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ
功率	150W	150W
重量	6Kg	6Kg
外形尺寸（长*宽*高）	(310*220*170)mm	(310*220*120)mm
灭菌方式	火焰灭菌/湿热灭菌	火焰灭菌/湿热灭菌
使用环境	(10-40) °C/20%-80%	(10-40) °C/20%-80%

微生物限度仪系列

配套耗材 (见本彩页第23-24页)